

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO
ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM
ACCREDITED TESTING LABORATORY



**VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPUIRIN
KUNTAYHTYMÄ, TYKS-SAPA-LIIKELAITOS,
TYKS MIKROBIOLOGIAN JA GENETIIKAN
PALVELUALUE**

SAMKOMMUNEN FÖR EGENTLIGA FINLANDS
SJUKVÅRDSDISTRIKT, AFFÄRSVERKET TYKS-
SAPA, TYKS MIKROBIOLOGI OCH GENETIK

*HOSPITAL DISTRICT OF SOUTHWEST FINLAND,
DIAGNOSTIC AND RELATED SERVICES OF TURKU
UNIVERSITY HOSPITAL, TYKS MICROBIOLOGY AND
GENETICS*

Tunnus Nummer Code	Laboratorio Laboratorium Laboratory	Osoite Adress Address	www www www
T148	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tyks-Sapa-liikelaitos, Tyks Mikrobiologian ja genetiikan palvelualue Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Affärsverket Tyks-Sapa, Tyks Mikrobiologi och genetik <i>Hospital District of Southwest Finland, Diagnostic and Related Services of Turku University Hospital, Tyks Microbiology and Genetics</i>	Kiinamylynkatu 13 20520 TURKU Kinakvarnsgatan 13 20520 ÅBO <i>Kiinamylynkatu 13 FI-20520 TURKU FINLAND</i>	www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks-sapa/mg/Sivut/default.aspx www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks-sapa/mg/Sivut/default.aspx www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks-sapa/mg/Sivut/default.aspx

Testausalat

Testningsområde

*Fields of testing***Kliininen testaus**

Klinisk testning

Clinical testing

Osasto	Laboratorio Laboratorium Laboratory	Osoite Adress Address	www www www
Laboratoriot Laboratorier Laboratories			
906	Kliininen mikrobiologia ja immunologia Klinisk mikrobiologi och immunologi <i>Clinical microbiology and immunology</i>	Kiinamylynkatu 13, TURKU Kinakvarnsgatan 13, 20520 ÅBO <i>Kiinamylynkatu 13, FI-20520 TURKU, FINLAND</i>	www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks-sapa/mg/Sivut/906.aspx
906	Kliininen mikrobiologia ja immunologia Klinisk mikrobiologi och immunologi <i>Clinical microbiology and immunology</i>	Tykistökatu 6, 20520 TURKU Artillerigatan 6, 20520 ÅBO <i>Tykistökatu 6, FI-20520 TURKU, FINLAND</i>	www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks-sapa/mg/Sivut/906.aspx
938	Kliininen mikrobiologia Klinisk mikrobiologi <i>Clinical microbiology</i>	Kunnallissairaalantie 20, 20700 TURKU Kommunalsjukhusvägen 20, 20700 ÅBO <i>Kunnallissairaalantie 20, FI-20700 TURKU, FINLAND</i>	www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks-sapa/mg/Sivut/938-kliininen-mikrobiologia.aspx
904	Kliininen virologia Klinisk virologi <i>Clinical Virology</i>	Kiinamylynkatu 13, 20520 TURKU Kinakvarnsgatan 13, 20520 ÅBO <i>Kiinamylynkatu 13, FI-20520 TURKU, FINLAND</i>	www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks-sapa/mg/Sivut/904.aspx
902	Lääketieteellinen genetiikka Klinisk genetik <i>Clinical Genetics</i>	Kiinamylynkatu 10, 20520 TURKU Kinakvarnsgatan 10, 20520 ÅBO <i>Kiinamylynkatu 10, FI-20520 TURKU, FINLAND</i>	www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks-sapa/mg/Sivut/902.aspx

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Kliininen testaus, Kliininen immunologia, Autoimmuunitutkimukset: Vaskuliittien ja glomerulonefriittien diagnostiikka (906) Klinisk testing, Klinisk immunologi, Autoimmundiagnostik: Diagnostik av vaskulit och glomerulonefrit (906) <i>Clinical testing, Clinical immunology, Autoimmune tests: Diagnostics of vasculitis and glomerulonephritis (906)</i>		
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Glomerulustyvikalvo, vasta-aineiden osoittaminen S -GbmAb, kl 1456 Glomerulärt basalmembran, antikroppar, påvisning <i>Anti-glomerular basement membrane antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Myeloperoksidaasi, IgG, vasta-aineet, osoittaminen S -MPOAbG, kl 4149 Myeloperoxidase, IgG, antikroppar, påvisning <i>Myeloperoxidase IgG, antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Neutrofiilien sytoplasmaantigeeni, vasta-aineet, osoittaminen S -ANCA, kl 3612 Anti-neutrofiila cytoplasmatiska antikroppar, påvisning <i>Neutrophil cytoplasmic antigen, antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno-fluoresenssimenetelmä (IFAT) Indirekt immunofluoresens-metod (IFAT) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Proteinaasi 3, vasta-aineet, osoittaminen S -Pr3Ab, kl 4160 Proteinase 3, antikroppar, påvisning <i>Proteinase 3, antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Kliininen testaus, Kliininen immunologia, Autoimmuunitutkimukset: Maksan ja mahan autoimmuunitestit (906) Klinisk testing, Klinisk immunologi, Autoimmundiagnostik: Leverns och magens autoimmunitetstest (906) <i>Clinical testing, Clinical immunology, Autoimmune tests: Serological tests for liver and gastric autoimmune diseases (906)</i>		
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Maksa- ja munuaismikrosomi, vasta-aineiden osoittaminen S -LKMAb, kl 2313 Lever/njure microsom, antikroppar, påvisning <i>Liver and kidney microsomal antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno-fluoresenssimenetelmä Indirekt immunofluorescencemetod (IFAT) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Mitokondrio, vasta-aineiden osoittaminen S -MitoAb, kl 2357 Mitokondrio, antikroppar, påvisning <i>Mitochondrial antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno-fluoresenssimenetelmä Indirekt immunofluorescencemetod (IFAT) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Parietaalisolu, vasta-aineiden osoittaminen S -PsoAb, kl 2459 Parietalcell, antikroppar, påvisning <i>Gastric parietal cell antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno-fluoresenssimenetelmä Indirekt immunofluorescencemetod (IFAT) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Sileälihas, vasta-aineet, osoittaminen S -SiliAb, kl 2634 Glatt muskel, antikroppar, påvisning <i>Anti-smooth muscle, antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno-fluoresenssimenetelmä Indirekt immunofluorescencemetod (IFAT) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Kliininen testaus, Kliininen immunologia, Autoimmuunitutkimukset: Reumatutkimukset (906) Klinisk testing, Klinisk immunologi, Autoimmundiagnostik: Reumaundersökningar (906) <i>Clinical testing, Clinical immunology, Autoimmune tests: Serological tests for rheumatoid arthritis (906)</i>		
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Sitrullinipeptidi, vasta-aineet, osoittaminen S -CCPAb, kl 4744 Citrullinpeptid, antikroppar, påvisning <i>Anti-cyclic citrullinated peptide, antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA)</i>
Kliininen testaus, Kliininen immunologia, Autoimmuunitutkimukset: Kilpirauhasvasta-ainetutkimukset (906) Klinisk testing, Klinisk immunologi, Autoimmundiagnostik: Antikroppstest på sköldkörteln (906) <i>Clinical testing, Clinical immunology, Autoimmune tests: Serological tests for autoimmune thyroid disease (906)</i>		
Seerumi Serum <i>Serum</i>	TSH-reseptori vasta-aineet, osoittaminen S -TSHRAb, kl 4965 TSH-receptor, antikroppar, påvisning <i>Thyroid stimulating hormone receptor, antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Tyreoglobuliini, vasta-aineet, osoittaminen S -TyglAb, kl 2829 Tyreoglobulin, antikroppar, påvisning <i>Anti-thyreoglobulin antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Tyreoidaaperoksidaasi, vasta-aineet, osoittaminen S -TPOAb, kl 4028 Tyreoidaaperoxidas, antikroppar, påvisning <i>Anti-thyroid peroxidase antibodies, detection</i>	Architect Anti-TPO Reagent Pack, Kemiluminesenssi-immunoanalyysi Kemiluminescens-immunoanalys <i>Chemiluminescence-immunoassay</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Kliininen testaus, Kliininen immunologia, Autoimmuunitutkimukset: Keliakiavasta- ainetutkimukset (906) Klinisk testing, Klinisk immunologi, Autoimmundiagnostik: Antikroppstest på celiaki (906) <i>Clinical testing, Clinical immunology, Autoimmune tests: Serological tests for celiac disease (906)</i>		
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Endomysium, vasta-aineiden osoittaminen S -EMA, kl 3729 Endomysium, antikroppar, påvisning <i>Anti-endomysial antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno- fluoresenssimenetelmä (IFAT) Indirekt immunofluoresence- metod (IFAT) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Endomysium, IgA, vasta- aineiden osoittaminen S -EMAbA, kl 4390 Endomysium, IgA-antikroppar, påvisning <i>Anti-endomysial, IgA, antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno- fluoresenssimenetelmä (IFAT) Indirekt immunofluoresence- metod (IFAT) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Endomysium, IgG, vasta- aineiden osoittaminen S -EMAbG, kl 4391 Endomysium, IgG-antikroppar, påvisning <i>Anti-endomysial, IgG antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno- fluoresenssimenetelmä (IFAT) Indirekt immunofluoresence- metod (IFAT) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Gliadiinipeptidit, deamidoidut, vasta-aineet S -DGPAb, kl 6298 Gliadinpeptid, deamiderad, antikroppar <i>Gliadin peptides, deamidated, antibodies</i>	Aikaerotteinen immunofluorometrinen menetelmä (TR-IFMA) Tidupplöst immunfluorometri (TR-IFMA) <i>Time-resolved immunofluorometric assay (TR- IFMA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Kudostransglutaminaasi, IgA vasta-aineiden osoittaminen S -tTGAbA, kl 1885 Vävnadstransglutaminas, IgA- antikroppar, påvisning <i>Tissue transglutaminase, IgA antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi- immunomenetelmä (FEIA) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Kudostransglutaminaasi, IgG vasta-aineiden osoittaminen S -tTGAbG, kl 1886 Vävnadstransglutaminas, IgG-antikroppar, påvisning <i>Tissue transglutaminase, IgG antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA)</i>
Kliininen testaus, Kliininen immunologia, Autoimmuunitutkimukset: Tuma- ja ENA- vasta-ainetutkimukset (906) Klinisk testing, Klinisk immunologi, Autoimmundiagnostik: Cellkärn- och ENA- antikroppar (906) <i>Clinical testing, Clinical immunology, Autoimmune tests: Antinuclear and ENA antibody tests (906)</i>		
Seerumi Serum <i>Serum</i>	DNA (natiivi), vasta-aineiden osoittaminen S -DNAnAb, kl 1261 DNA (nativt), antikroppar, påvisning <i>Anti-DNA (native), antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Histidyyli-tRNA-syntetaasi, vasta-aineet, osoittaminen S -Jo1Ab, kl 6030 Histidyl-tRNA-syntetas, antikroppar, påvisning <i>Histidyl-tRNA-synthetase, antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA), Immunoblottaus (InnoLia) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) Immunoblotting (InnoLia) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA), Immunoblotting (InnoLia)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Histoni, vasta-aineiden osoittaminen S -HistAb, kl 3548 Histon, antikroppar, påvisning <i>Anti-histone, antibodies, detection</i>	Immunoblottaus (InnoLia) Immunoblottning <i>Immunoblotting</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Jakautuvien solujen tuma-antigeeni, vasta-aineet, osoittaminen S -PCNAAb, kl 3768 PCNA, prolifererande cellers kärnantigen, antikroppar, påvisning <i>Proliferating cell nuclear antigen, cyclin, antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno-fluoresenssimenetelmä (IFAT) Indirekt immunofluoresence-metod (IFAT) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Ribonucleoproteiini (RNP), vasta-aineet, osoittaminen S -RNPAAb, kl 3317 Ribonukleoprotein (RNP), antikroppar, påvisning <i>Ribonucleoprotein (RNP), antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA), Immunoblottaus (InnoLia) Fluoroenzym-immunometod (FEIA), Immunoblotting (InnoLia) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA), Immunoblotting (InnoLia)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Sentromeeri, vasta-aineiden osoittaminen S -SentAb, kl 3652 Centromer, antikroppar, påvisning <i>Anti-centromere, antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno-fluoresenssimenetelmä (IFAT) Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA) Indirekt immunofluoresence-metod (IFAT) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i> <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Sjögrenin syndroma A (SS-A), vasta-aineet, osoittaminen S -SSAAb, kl 3322 Sjögrens syndrom A (SS-A), antikroppar, påvisning <i>Sjögren's syndrome A (SS-A), antibodies, detection;</i>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA), Immunoblottaus (InnoLia) Fluoroenzym-immunometod (FEIA), Immunoblotting (InnoLia) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA), Immunoblotting (InnoLia)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Sjögrenin syndroma B (SS-B), vasta-aineet, osoittaminen S -SSBAb, kl 3323 Sjögrens syndrom B (SS-B), antikroppar, påvisning <i>Sjögren's syndrome B (SS-B), antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi- immunomenetelmä (FEIA), Immunoblottaus (InnoLia) Fluoroenzym-immunometod (FEIA), Immunoblottning (InnoLia) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA), Immunoblotting (InnoLia)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Skleroderma-70 (Scl 70), vasta-aineet, osoittaminen S -Scl70Ab, kl 3765 Skleroderma-70 (Scl 70), antikroppar, påvisning <i>Scleroderma-70 (Scl 70) antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi- immunomenetelmä (FEIA), Immunoblottaus (InnoLia) Fluoroenzym-immunometod (FEIA), Immunoblottning (InnoLia) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA), Immunoblotting (InnoLia)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Smith (Sm), vasta-aineet, osoittaminen S -SmAb, kl 3324 Smith (Sm), antikroppar, påvisning <i>Smith (Sm), antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi- immunomenetelmä (FEIA), Immunoblottaus (InnoLia) Fluoroenzym-immunometod (FEIA), Immunoblottning (InnoLia) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA), Immunoblotting (InnoLia)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, osoittaminen S -ENAAb, kl 3022 Cellkärna, lösliga antigener, antikroppar, påvisning <i>Anti-extractable nuclear antigens, antibodies, detection</i>	Fluoroentsyymi- immunomenetelmä (FEIA) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Tuma, vasta-aineet, Immunoblottning tekniikka S -ANA-IB *20155 Kärnantikroppar, immunoblottning <i>Antinuclear antibodies, Immunoblotting technique</i>	Immunoblottaus (InnoLia) Immunoblotting <i>Immunoblotting</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Tuma, vasta-aineet, osoittaminen S -ANA, kl 2819 Kärnantikroppar, påvisning <i>Antinuclear antibodies, detection</i>	Epäsuora immuno-fluoresenssimenetelmä Indirekt immunofluoresence-metod (IFAT) <i>Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Tuma, vasta-aineet tyyppitys S -ANA-Ty, kl 4505 Kärnantikroppar, typning <i>Antinuclear antibodies, typing</i>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA) Fluoroenzym-immunometod (FEIA) <i>Fluoroenzyme immunoassay (FEIA)</i>
Kliininen testaus, Kliininen immunologia, HLA-tautiassosiaatio- ja geenitutkimukset (906) Klinisk testing, Klinisk immunologi, HLA-sjukdomsassociation- och genundersökningar (906) <i>Clinical testing, Clinical immunology, Histocompatibility and immunogenetics (906)</i>		
EDTA-veri EDTA blod <i>EDTA blood</i>	HLA-tautiassosiaatio-tutkimus/ Tyypin 1 diabetes, * 10529 B-HLA-TD1 HLA-sjukdoms-association/diabetes <i>HLA-disease association study, type 1 diabetes</i>	Geenimonistus, spesifinen hybridisaatio Genamplifiering, specifik hybridisering <i>Nuclein acid amplification, specific hybridisation</i>
EDTA-veri EDTA blod <i>EDTA blood</i>	HLA-tautiassosiaatiotutkimus/ Keliakia B -HLAKeli, kl 4640 Celiaki HLA-sjukdoms-association <i>HLA-disease association study, celiac disease</i>	Geenimonistus, spesifinen hybridisaatio Genamplifiering, specifik hybridisering <i>Nuclein acid amplification, specific hybridisation</i>
EDTA-veri EDTA blod <i>EDTA blood</i>	HLA-tautiassosiaatio-tutkimus/narkolepsia-DR2 B -HLA-DR2, * 10528 HLA-sjukdomsassociation/narkolepsi <i>HLA-disease association study, narcolepsy</i>	Geenimonistus, spesifinen hybridisaatio Genamplifiering, specifik hybridisering <i>Nuclein acid amplification, specific hybridisation</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
EDTA-veri EDTA blod <i>EDTA blood</i>	HLA-tautiassosiaatio-tutkimus/autoimmuunitaudit B -HLADRQ, * 12560 HLA-sjukdomsassociation/autoimmuna sjukdomar <i>HLA-disease association study, autoimmune diseases</i>	Geenimonistus, spesifinen hybridisaatio Genamplifiering, specifik hybridisering <i>Nuclein acid amplification, specific hybridisation</i>
EDTA-veri EDTA blod <i>EDTA blood</i>	Kudosantigeeni B27 Ly-HLAB27, kl 3075 Vävnadsantigen B27 <i>HLAB 27 typing</i>	Geenimonistus, spesifinen hybridisaatio Genamplifiering, specifik hybridisering <i>Nuclein acid amplification specific hybridisation</i>
EDTA-veri EDTA blod <i>EDTA blood</i>	Laktoosimalabsorptioon liittyvä geenimuutos B -Lakt-D, kl 4614 Genförändring vid laktosmalabsorption <i>Gene variant associated with lactose intolerance</i>	Geenimonistus, spesifinen hybridisaatio Genamplifiering, specifik hybridisering <i>Nuclein acid amplification, specific hybridisation</i>
Kliininen testaus, Kliininen immunologia, Immunopuutostutkimukset (906) Klinisk testing, Klinisk immunologi, Undersökningar på immunbrist (906) <i>Clinical testing, Clinical immunology, Immunodeficiencies (906)</i>		
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Immunoglobuliini G alaluokkien määrittäminen S -IgG-Sc, kl 3192 Immunoglobulin G, bestämning av underklasser <i>Immunoglobulin G subclass determination</i>	Radiaalinen immunodiffusio (RID) Radial immunodiffusion (RID) <i>Radial immunodiffusion (RID)</i>
Kliininen testaus, Kliininen immunologia, Infektioserologiset tutkimukset (906) Klinisk testing, Klinisk immunologi, Infektionsserologiska undersökningar (906) <i>Clinical testing, Clinical immunology, Serological tests for infectious diseases (906)</i>		
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Antistreptolysiini, vasta-aineiden osoittaminen S -AST, kl 1101 Antistreptolysin, antikroppar, påvisning <i>Antistreptolysin, antibody detection</i>	Agglutinaatio Agglutination <i>Agglutination</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Bordetella pertussis, vasta- aineiden osoittaminen S -BopeAb, kl 2471 <i>Bordetella pertussis, antikroppar, påvisning Bordetella pertussis, antibodydetection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Borrelia burgdorferi, vasta- aineiden osoittaminen S -BorrAb, kl 3552 <i>Borrelia burgdorferi, antikroppar, påvisning Borrelia burgdorferi, antibody detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Borrelia burgdorferi, vasta-aineet jatkotutkimus S -BorAbJt, * 12612 <i>Borrelia burgdorferi, antikroppar, fortsättningsundersökning Borrelia burgdorferi, extended antibody detection</i>	Line-immunomenetelmä Line-immunometod <i>Line immunoassay</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Borrelia serologia, laaja; S -BorrAb-L, * 12606 <i>Borrelia serology, omfattande Borrelia serology, extensive;</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Line-immunomenetelmä Enzym-immunometod (EIA), Line-immunometod <i>Enzyme immunoassay (EIA) Line immunoassay</i>
Likvori Likvor <i>CSF</i>	Likvorin CXCL13- kemokiinipitoisuus, Li-CXCL13, *13361 Likvor CXCL13-kemokinhalt <i>CSF CXCL13 chemokine content</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Helicobacter pylori, IgG vasta- aineiden osoittaminen S -HepyAbG, kl 3954 <i>Helicobacter pylori, IgG antikroppar, påvisning Helicobacter pylori; IgG antibody detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi, selkäydinneste Serum, ryggmärgsvätska <i>Serum, cerebrospinal fluid</i>	Kardioliipiini, vasta-aineiden osoittaminen S -KardAb, kl 2031, Li-KardAb, kl 3362 Kardiolipin, antikroppar, påvisning <i>Cardiolipin, antibody detection</i>	Flokkulaatio Flockulation <i>Flocculation</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Salmonella, vasta-aineiden osoittaminen S -SalmAb, kl 2607 <i>Salmonella, antikroppar, påvisning Salmonella antibody detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Toxoplasma, vasta-aineiden osoittaminen S -ToxoAb, kl 3907 Toxoplasma, antikroppar, påvisning <i>Toxoplasma antibody detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi, selkäydinneste Serum, ryggmärgsvätska <i>Serum, cerebrospinal fluid</i>	Treponema pallidum vasta- aineiden osoittaminen S -TPHA, kl 2759, Li-TPHA, kl 3263 <i>Treponema pallidum, antikroppar, påvisning Treponema pallidum antibody detection</i>	Hemagglutinaatio Hemagglutination <i>Haemagglutination</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Treponema pallidum vasta-aineiden osoittaminen S -TrpaAb, kl 4942 <i>Treponema pallidum, antikroppar, påvisning</i> <i>Treponema pallidum antibody detection</i>	Architect Syphilis TP Kemiluminesenssi-immunoanalyysi <i>Kemiluminescens-immunoanalys</i> <i>Chemiluminescence-immunoassay</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Yersinia, vasta-aineiden osoittaminen S -YersAb, kl 2985 <i>Yersinia, antikroppar, påvisning</i> <i>Yersinia, antibody detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) <i>Enzym-immunometod (EIA)</i> <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Kliininen testaus, Kliininen mikrobiologia, Bakteriologiset- ja PCR-tutkimukset (906) <i>Klinisk testing, Klinisk mikrobiologi, Bakteriologiska och PCR-undersökningar (906)</i> <i>Clinical testing, Clinical microbiology, Bacteriological and PCR-tests (906)</i>		
Bakteerikanta Bakteriestam <i>Bacterial strain</i>	Bakteeri, lajinmääritys DNA sekvensoinnilla Bakt-DNALm, *10719 <i>Bakterie, artbestämning, DNA-sekvensering</i> <i>Bacterial species identification using DNA sequencing</i>	Tunnistaminen <i>Identifiering</i> <i>Identification</i>
Nenänielun limakalvoerite Nässvalgets slemhinnesekret <i>Nasopharyngeal secretion</i>	Bordetella pertussis, viljely BopeVi, kl 2472 <i>Bordetella pertussis, odling</i> <i>Bordetella pertussis, culture</i>	Viljely ja tunnistaminen <i>Odling och identifiering</i> <i>Culture and identification</i>
Nielun limakalvoerite Svalgets slemhinnesekret <i>Throat swab</i>	Difteria viljely CodiVi, kl 1254 <i>Difteria, odling</i> <i>Corynebacterium diphtheriae, culture</i>	Viljely ja tunnistaminen <i>Odling och identifiering</i> <i>Culture and identification</i>
Uloste Avföring <i>Feces</i>	Enterohemorraginen Escherichia coli, viljely F -EHEC, kl 4103 <i>Enterohemorragisk Escherichia coli, odling</i> <i>Enterohemorrhagic Escherichia coli, culture</i>	Viljely ja tunnistaminen <i>Odling och identifiering</i> <i>Culture and identification</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Uloste Avföring <i>Feces</i>	Enterohemorruginen Escherichia coli, toksiiniosoitus ulosteesta F -EHECTox, kl 1845 Enterohemorragisk Escherichia coli, toxinpåvisning från avföring Enterohemorrhagic Escherichia coli, toxin detection from stool	Antigeeniosoitus Påvisning av antigen Antigen detection
Uloste Avföring <i>Feces</i>	Kampylobakteeri, viljely F -CampVi, kl 2021 Kampylobakterie, odling Campylobacter, culture	Viljely ja tunnistaminen Odling och identifiering Culture and identification
Potilasnäyte Patientprov Clinical specimen	Legionella viljely LegiVi, kl 2206 Legionella, odling Legionella culture	Viljely ja tunnistaminen Odling och identifiering Culture and identification
Potilasnäyte Patientprov Clinical specimen	Nocardia, viljely NocaVi, kl 2403 Nocardia, odling Nocardia, culture	Viljely ja tunnistaminen Odling och identifiering Culture and identification
Nenänieluaspiraatti, nenänielutikka, Bal-neste ja yskösnäyte Nasofarynxaspirat, nasofaryngeal pinne, BAL-vätskan, upphostningsprov Nasopharyngeal aspirate, nasopharyngeal stick, BAL and sputum sample	Respiratoriset bakteerit, nukleinihapon osoitus, kvalitatiivinen, ResBaktNhO, kl 13527 Respiratoriska bakterier, nukleinsyra, påvisning, kvalitativ Respiratory bacteria, nucleic acid, determination (qualitative)	Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio-menetelmä (PCR, kvalitatiivinen) Realtids-polymeraskedje-reaktion (PCR, kvalitativ) Real-time polymerase chain reaction (PCR, qualitative)
Uloste Avföring <i>Feces</i>	Salmonella, viljely F -SalmVi, kl 2608 Salmonella, odling Salmonella, culture	Viljely ja tunnistaminen Odling och identifiering Culture and identification
Bakteerikanta Bakteriestam Bacterial strain	Salmonella, tyypitys F -SalmTy, kl 3604 Salmonella, identifiering Salmonella, identification	Viljely ja tunnistaminen Odling och identifiering Culture and identification

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Uloste Avföring <i>Feces</i>	Shigella, viljely F -ShigVi, kl 2620 Shigella, odling <i>Shigella, culture</i>	Viljely ja tunnistaminen Odling och identifiering <i>Culture and identification</i>
Uloste Avföring <i>Feces</i>	Ulosteviljely 1 F -BaktVi1, kl 3442 Avföringsodling 1 Stool culture (includes detection of Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas and Plesiomonas)	Viljely ja tunnistaminen Odling och identifiering <i>Culture and identification</i>
Uloste Avföring <i>Feces</i>	Ulosteviljely 2 F -BaktVi2, kl 3443 Avföringsodling 2 Stool culture (includes detection of Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus and yeast)	Viljely ja tunnistaminen Odling och identifiering <i>Culture and identification</i>
Uloste Avföring <i>Feces</i>	Ulosteviljely 3 F -BaktVi3, kl 3548 Avföringsodling 3 Stool culture (includes detection of Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus)	Viljely ja tunnistaminen Odling och identifiering <i>Culture and identification</i>
Uloste Avföring <i>Feces</i>	Yersinia, viljely F -YersVi, kl 2989 Yersinia, odling <i>Yersinia, culture</i>	Viljely ja tunnistaminen Odling och identifiering <i>Culture and identification</i>
Kliininen testaus, Kliininen mikrobiologia, Bakteriologiset tutkimukset, Parasiittitutkimukset (938) Klinisk testing, Klinisk mikrobiologi, Bakteriologiska undersökningar, Parasit undersökningar (938) <i>Clinical testing, Clinical microbiology, Bacteriological tests, Parasite test (938)</i>		
Potilasnäyte Patientprov <i>Clinical specimen</i>	Aerobibakteeriviljely Pu-BaktVi2, kl 3492 Odling av aeroba bakterier <i>Aerobic bacteria, culture</i>	Viljely, tunnistaminen ja herkkyysmääritys Odling, identifiering och sensitivitetanalys <i>Culture, identification and susceptibility testing</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Potilasnäyte Patientprov <i>Clinical specimen</i>	Anaerobibakteeriviljely Pu-BaktVi2, kl 3491 Odling av anaeroba bakterier <i>Anaerobic bacteria, culture</i>	Viljely, tunnistaminen ja herkkyysmäärittäminen Odling, identifiering och sensitivitetsanalys <i>Culture, identification and susceptibility testing</i>
Veri Blod <i>Blood</i>	Bakteeriviljely B -BaktVi, kl 1153 Bakterieodling <i>Bacterium, culture</i>	Viljely, tunnistaminen ja herkkyysmäärittäminen Odling, identifiering och sensitivitetsanalys <i>Culture, identification and susceptibility testing</i>
Virtsä Urin <i>Urine</i>	Bakteeriviljely U -BaktVi, kl 1155 Bakterieodling <i>Bacterium, culture</i>	Viljely, tunnistaminen ja herkkyysmäärittäminen Odling, identifiering och sensitivitetsanalys <i>Culture, identification and susceptibility testing</i>
Selkäydinneste Cerebrospinalvätska <i>Cerebrospinal fluid</i>	Bakteeriviljely Li-BaktVi, kl 1154 Bakterieodling <i>Bacterium, culture</i>	Viljely, tunnistaminen ja herkkyysmäärittäminen Odling, identifiering och sensitivitetsanalys <i>Culture, identification and susceptibility testing</i>
Virtsä, limakalvonäyte virtsaputkesta ja limakalvonäyte kohdunkaulakanavasta Urin, provet från slemhinnan i urinröret eller i livmoderhalsen <i>Urine, cervical swab and urethral swab</i>	<i>Chlamydia trachomatis</i> ja <i>Neisseria gonorrhoeae</i>, nukleinihappo-osoitus U -CtGcNhO, kl 4816, -CtGcNhO, kl 1738 <i>Chlamydia trachomatis</i> och <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , påvisning av nukleinsyra <i>Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae, nucleic acid detection</i>	TMA (transcriptin-mediated amplification) TMA (transcriptin-mediated amplification) <i>TMA (transcriptin-mediated amplification)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Uloste Avföring <i>Stool</i>	<i>Clostridium difficile</i>, toksiiniosoitus F -CldiSeul (13538) <i>Clostridium difficile</i> , påvisning av toxin <i>Clostridium difficile, toxin detection</i> Osatutkimukset/ undersökningar/tests: 4296 F –CldiAg (13547 F) -CLDTNHO	Antigeeniosoitus (glutamaattihydrogenaasi) yhdistettynä nukleiinihappo- osoitukseen (C.difficile toksiini B -geeni) Påvisning av antigen (glutamathydrogenas) med påvisning av mukleinsyra (C.difficile toxin B –gen) <i>Detection of antigen (glutamate hydrogenase) with detection of nucleic acid (C.difficile toxin B gen)</i>
Potilasnäyte Patientprov <i>Clinical specimen</i>	Gonokokkiviljely GcVi, kl 1506 Gonokock-odling <i>Gonococcus, culture</i>	Viljely, tunnistaminen ja herkkyysmäärittäminen Odling, identifiering och sensitivitetsanalys <i>Culture, identification and susceptibility testing</i>
Uloste Avföring <i>Faeces</i>	Kihomato (Entorebius vermicularis), osoittaminen 2053 F –Enve-O F -Enve-O, kl 2053 Påvisning av springmasken <i>Detection of pinworm (Enterobius vermicularis)</i>	Mikroskopointi Mikroskopiering <i>Microscopy</i>
Veri Blod <i>Blood</i>	Malaria, osoittaminen 2316 E -Plas-O E -Plas-O, kl 2316 Malaria, påvisning <i>Malaria, detection</i>	Mikroskopointi Mikroskopiering <i>Microscopy</i>
Potilasnäyte Patientprov <i>Clinical specimen</i>	Metisilliini resistentti Staphylococcus aureus, viljely -MRSA-Vi MRSAVi, kl 4358 <i>Staphylococcus aureus</i> , meticilliniresistent odling <i>Methicillin resistant Staphylococcus aureus, culture</i>	Viljely, tunnistaminen ja herkkyysmäärittäminen Odling, identifiering och sensitivitetsanalys <i>Culture, identification and susceptibility testing</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Uloste Avföring <i>Faeces</i>	Parasiitit, osoittaminen 2455, F -Para-O F -Para-O, kl 2455 Parasiter, påvisning <i>Parasites, detection</i>	Mikroskopointi Mikroskopiering <i>Microscopy</i>
Potilasnäyte Patientprov <i>Clinical specimen</i>	Resistentit gram-negatiiviset sauvat, viljely ResGNSVi, (11815) Resistente gramnegativa stavar, odling <i>Resistant gram-negative rods, culture</i>	Viljely, tunnistaminen ja herkkyysmääritys Odling, identifiering och sensitivitetsanalys <i>Culture, identification and susceptibility testing</i>
Nieluerite Svalgsekret <i>Throat swab</i>	Streptokokkiviljely Ps-StrVi, kl 2703 Streptokock-odling <i>Streptococcus, culture</i>	Viljely, tunnistaminen ja herkkyysmääritys Odling, identifiering och sensitivitetsanalys <i>Culture, identification and susceptibility testing</i>
Potilasnäyte Patientprov <i>Clinical specimen</i>	Vankomysiiniresistentti enterokokki, viljely, -VRE-Vi VREVi, kl 1788 Vankomycinresistent enterokocker, odling <i>Vancomycin resistant Enterococcus, culture</i>	Viljely, tunnistaminen ja herkkyysmääritys Odling, identifiering och sensitivitetsanalys <i>Culture, identification and susceptibility testing</i>
Kliininen testaus, Kliininen mikrobiologia, Virologiset tutkimukset (904) Klinisk testing, Klinisk mikrobiologi, Virologi undersökningar (904) <i>Clinical testing, Clinical microbiology, Virology test (904)</i>		
Hengitystie-erite Luftvägssekret <i>Respiratory secretion</i>	Adenovirus, nukleinihappo, osoitus, kvalitatiivinen AdenNhO, kl 4897 Adenovirus, nukleinsyra, påvisning, kvalitativ <i>Adenovirus, nucleic acid, determination (qualitative)</i>	Reaaliaikainen, polymeraasiketjureaktio (PCR, kvalitatiivinen) Realtids-polymeraskedje-reaktion (PCR, kvalitativ) <i>Real-time polymerase chain reaction (PCR, qualitative)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Chlamydia pneumoniae, IgG-vasta-aineet, osoittaminen S -ChpnAbG, kl 4294 Chlamydia pneumoniae, IgG-antikroppar, påvisning <i>Chlamydia pneumoniae, IgG antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Chlamydia pneumoniae, IgM-vasta-aineet, osoittaminen S -ChpnAbM, kl 4204 Chlamydia pneumoniae, IgM-antikroppar, påvisning <i>Chlamydia pneumoniae, IgM antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Chlamydia pneumoniae, IgA-vasta-aineet, osoittaminen S -ChpnAbA, kl 4497 Chlamydia pneumoniae, IgA-antikroppar, påvisning <i>Chlamydia pneumoniae, IgA antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Hengitystie-erite, uloste Luftvägssekret, avföring <i>Respiratory secretion, stool</i>	Enter- ja rinovirus, nukleiinihappo, osoitus, kvalitatiivinen EvirNhO, kl 4392 RinoNhO, kl 4784 Enter- och rinovirus, nukleinsyra, påvisning, kvalitativ <i>Enter- and rhinovirus, nucleic acid, determination (qualitative)</i>	Reaaliaikainen, polymeraasiketjureaktio (PCR, kvalitatiivinen) Realtids-polymeraskedje-reaktion (PCR, kvalitativ) <i>Real-time polymerase chain reaction (PCR, qualitative)</i>
Selkäydinneste, rakkulaerite Likvor, blåsvätska <i>Cerebrospinal fluid, vesicle fluid</i>	Enterovirus, nukleiinihappo, osoitus, kvalitatiivinen EvirNhO, kl 4392 Enterovirus, nukleinsyra, påvisning, kvalitativ <i>Enterovirus, nucleic acid, determination (qualitative)</i>	Reaaliaikainen, polymeraasiketjureaktio (PCR, kvalitatiivinen) Realtids-polymeraskedje-reaktion (PCR, kvalitativ) <i>Real-time polymerase chain reaction (PCR, qualitative)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Epstein-Barr virus, nukleinihappo (kvant), määrittäminen P -EBV_{Nh}, kl 4775 Epstein-Barr virus, nukleinsyura (kvantitativ) bestämning <i>Epstein-Barr virus, nucleic acid, (quantitative), determination</i>	Reaaliaikainen, polymeraasiketjureaktio-menetelmä (PCR, kvant) Realtids-polymeraskedje-reaktion (PCR, kvantitativ) <i>Real-time polymerase chain reaction (PCR, quantitative)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Epstein-Barr virus, IgG-vasta-aineet, osoittaminen S -EBV_{AbG}, kl 1336 Epstein-Barr virus, IgG-antikroppar, påvisning <i>Epstein-Barr virus, IgG antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Enzym-immunometod (ELFA) <i>Enzyme immunoassay (ELFA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Epstein-Barr virus, IgM-vasta-aineet, osoittaminen S -EBV_{AbM}, kl 1337 Epstein-Barr virus, IgM-antikroppar, påvisning <i>Epstein-Barr virus, IgM antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Enzym-immunometod (ELFA) <i>Enzyme immunoassay (ELFA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti A IgG-luokan vasta-aine, osoitus S -HAV_{AbG}, kl 1601 Hepatit A-virus, IgG-antikroppar, påvisning <i>Hepatitis A-virus, IgG antibodies, detection</i>	Kemiluminesenssi-immunoanalyysi, kvalitatiivinen (CMIA)/ Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Kemiluminescens-immunoanalys, kvalitativ (CMIA) / Enzym-immunometod (ELFA) <i>Chemiluminescence-immunoassay, qualitative (CMIA) / Enzyme immunoassay (ELFA)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti A IgM-luokan vasta-aine, osoitus S -HAVAbM, kl 1602 Hepatit A-virus, IgM-antikroppar, påvisning <i>Hepatitis A-virus, IgM antibodies, detection</i>	Kemiluminesenssi-immunoanalyysi, kvalitatiivinen (CMIA)/ Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Kemiluminescens-immunoanalys, kvalitativ (CMIA) / Enzym-immunometod (ELFA) <i>Chemiluminescence-immunoassay, qualitative (CMIA)/ Enzyme immunoassay (ELFA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti B-virus, pinta-antigeeni, osoittaminen S -HBsAg, kl 1605 Hepatit B-virus, ytantigen, påvisning <i>Hepatitis B-virus, surface antigen, detection</i>	Kemiluminesenssi-immunoanalyysi, kvalitatiivinen (CMIA) / Entsyymi-immunomenetelmä (EIA ja ELFA) Kemiluminescens-immunoanalys, kvalitativ (CMIA) / Enzym-immunometod (EIA och ELFA) <i>Chemiluminescence-immunoassay, qualitative (CMIA)/ Enzyme immunoassay (EIA and ELFA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti B-virus, pinta-antigeeni, varmistus S -HbsAgV Hepatit B virus, ytantigen, påvisning, konfirmering <i>Hepatitis B-virus, surface antigen, confirmation</i>	Neutralisaatio spesifisellä vasta-aineella ja sen jälkeen entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Neutralisering med specifik antigen och därefter enzym-immunometod (ELFA) <i>Neutralizing with specific antibodies and then enzyme immunoassay (ELFA)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti B-virus, pinta-antigeenin vasta-aine, osoittaminen S -HBsAb, kl 1608 Hepatit B virus, ytantigenens antikroppar, påvisning <i>Hepatitis B-virus, antibodies to surface antigen, detection</i>	Kemiluminesenssi-immunoanalyysi, kvalitatiivinen (CMIA)/ Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Kemiluminescens-immunoanalys, kvalitativ (CMIA) / Enzym-immunometod (ELFA) <i>Chemiluminescence-immunoassay, qualitative (CMIA)/ Enzyme immunoassay (ELFA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti B-virus, e-antigeeni, osoittaminen S -HBsAg, kl 1604 Hepatit B virus, e-antigen påvisning <i>Hepatitis B-virus, e-antigen, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Enzym-immunometod (ELFA) <i>Enzyme immunoassay (ELFA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatitis B-virus, e-antigeenin vasta-aine, osoittaminen S -HBsAb, kl 1607 Hepatit B virus, e-antigenens antikroppar, påvisning <i>Hepatitis B-virus, antibodies to e-antigen, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Enzym-immunometod (ELFA) <i>Enzyme immunoassay (ELFA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti B-virus, ydinantigeenin vasta-aine, osoittaminen S -HBcAb, kl 1606 Hepatit B virus, kärnantigenens antikroppar, påvisning <i>Hepatitis B-virus, antibodies to core antigen, detection</i>	Kemiluminesenssi-immunoanalyysi, kvalitatiivinen (CMIA)/ Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Kemiluminescens-immunoanalys, kvalitativ (CMIA) / Enzym-immunometod (ELFA) <i>Chemiluminescence-immunoassay, qualitative (CMIA)/ Enzyme immunoassay (ELFA)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti B-virus, ydinantigeenin IgM-vasta-aineet, osoittaminen S -HBcAbM, kl 3347 Hepatit B virus, kärnantigenens IgM-antikroppar, påvisning <i>Hepatitis B-virus, IgM antibodies to core antigen, detection</i>	Kemiluminesenssi-immunoanalyysi, kvalitatiivinen (CMIA)/ Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Kemiluminescens-immunoanalys, kvalitativ (CMIA) / Enzym-immunometod (ELFA) <i>Chemiluminescence-immunoassay, qualitative (CMIA)/ Enzyme immunoassay (ELFA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti C-virus, vasta-aineet, osoittaminen S – HCVAb, kl 3815 Hepatit C-virus, antikroppar, påvisning <i>Hepatitis C-virus, antibodies, detection</i>	Kemiluminesenssi-immunoanalyysi, kvalitatiivinen (CMIA) / Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Kemiluminescens-immunoanalys, kvalitativ (CMIA) / Enzym-immunometod (EIA) <i>Chemiluminescence-immunoassay, qualitative (CMIA) / Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti C-virus, vasta-aineet, osoittaminen, varmistus -HCVAbCt, kl 1749 Hepatit C virus, antikroppar, påvisning, konfirmering <i>Hepatitis C virus, antibodies, detection, confirmation</i>	Immunoblottaus-menetelmä Immunoblot-metod <i>Immunoblotting technique</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti C-virus, nukleinihappo (kvant), määrittäminen S -HCVNh, kl 1721 Hepatit C virus (kvantitativ), bestämning <i>Hepatitis C virus, nucleic acid (quantitative), determination</i>	Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio-menetelmä (PCR, kvant) Realtids-polymeraskedje-reaktion (PCR, kvantitativ) <i>Real-time polymerase chain reaction (PCR, quantitative)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Hepatiitti C-virus, genotyypin määrittäminen S -HCVN_HTy, kl 1859 Hepatit C virus, bestämning av genotyp <i>Hepatitis C virus, genotyping</i>	Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio-menetelmä Realtids-polymeraskedje-reaktion <i>Real-time polymerase chain reaction</i>
Selkäydinneste, rakkulaerite Likvor, blåsvätska <i>Cerebrospinal fluid, vesicle fluid</i>	Herpes virus 1,2 nukleinihappo, osoitus, kvalitatiivinen Li-HSVN_HO, kl 4404 HSVN_HO, kl 1860 Herpes virus, 1,2 nukleinsyra, påvisning, kvalitativ <i>Herpes virus 1,2, nucleic acid, determination (qualitative)</i>	Reaaliaikainen, polymeraasiketjureaktio (PCR, kvalitatiivinen) Realtids-polymeraskedje-reaktion (PCR, kvalitativ) <i>Real-time polymerase chain reaction (PCR, qualitative)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	HI-virus, p24-antigeeni ja/tai vasta-aineet, osoittaminen, yhdistelmä tutkimus S -HIVAgAb, kl 4814 HI-virus, p24antigen och/eller antikroppar, kombinerad påvisning <i>HI-virus, p24 antigen and/or antibodies, combined detection</i>	Kemiluminesenssi-immunoanalyysi, kvalitatiivinen (CMIA) / Entsyymi-immunomenetelmä (EIA ja ELFA) Kemiluminesenssi-immunoanalys, kvalitativ (CMIA) / Enzym-immunometod (EIA och ELFA) <i>Chemiluminescence-immunoassay, qualitative (CMIA) / Enzyme immunoassay (EIA and ELFA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	HI-virus, vasta-aineet, osoittaminen, varmistus (seulottu näyte) -HIVAbCt, kl 1754 HI-virus, antikroppar, påvisning, konfirmering (sällat prov) <i>HI-virus, antibodies, detection, confirmation (pretested specimen)</i>	Immunoblottaus-menetelmä Immunoblot-metod <i>Immunoblotting technique</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Ihmisen T-soluleukemiaviruksen tyyppi 1 ja 2 vasta-aineet, osoittaminen S -HTLVAb, kl 4119 Humant T-lymfotroft virus typ 1 och 2, antikroppar, påvisning <i>Human T-lymphotropic virus types I and II antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Mycoplasma pneumoniae, IgG-vasta-aineet, osoittaminen S -MypnAbG, kl 4150 Mycoplasma pneumoniae, IgG-antikroppar, påvisning <i>Mycoplasma pneumoniae IgG antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Mycoplasma pneumoniae, IgM-vasta-aineet, osoittaminen S -MypnAbM, kl 4151 Mycoplasma pneumoniae, IgM-antikroppar, påvisning <i>Mycoplasma pneumoniae, IgM antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Natalitsumabi-vasta-aineet, osoitus S -NatsuAb, kl 6028 Natalizumab-antikroppar, påvisning <i>Natalizumab-antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Parvovirus, IgG-vasta-aineet, osoittaminen S -ParvAbG, kl 4249 Parvovirus, IgG-antikroppar, påvisning <i>Parvovirus, IgG antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Parvovirus, IgM-vasta-aineet, osoittaminen S -ParvAbM, kl 4250 Parvovirus, IgM-antikroppar, påvisning <i>Parvovirus, IgM antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Puumalavirus, IgG-vasta-aineet, osoittaminen S -PuumAbG, kl 1923 Puumalavirus, IgG-antikroppar, påvisning <i>Puumalavirus, IgG antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Puumalavirus, IgM-vasta-aineet, osoittaminen S -PuumAbM, kl 3528 Puumalavirus, IgM-antikroppar, påvisning <i>Puumalavirus, IgM antibodies</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Seerumi, selkäydinneste Serum, likvor <i>Serum, cerebrospinal fluid</i>	Puutiaisaivokuumevirus, IgM-vasta-aineet, osoittaminen S -TBEEAbM, kl 2553 Fästingburen encefalitvirus, IgM-antikroppar, bestämning <i>Tick-borne encephalitis virus, IgM antibodies, determination</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Hengitystie-erite Luftvägssekret <i>Respiratory secretion</i>	Respiratoristen virusten (adenovirus, influenssavirus A, B, RS-, metapneumovirus, parainfluenssavirus 1,2,3,4 rino-, entero-, boka-, koronavirus) nukleinihappo, osoitus ResVirNhO Respiratoriska virus (adenovirus, influenssa virus A, B, RS-virus, metapneumovirus, parainfluenssavirus 1,2,3,4 rino-, entero-, boka-, coronavirus) nukleinsyra, påvisning <i>Respiratory viruses (adenovirus, influenza A, B, RS-, metapneumovirus, parainfluenzavirus 1,2,3,4 rhino-, entero-, boca-, coronavirus) nucleic acid, determination</i>	Polymeraasiketjureaktio (PCR, kvalitatiivinen) Polymeraskedjereaktion (PCR, kvalitativ) <i>Polymerase chain reaction (PCR, qualitative)</i>
Hengitystie-erite Luftvägssekret <i>Respiratory secretion</i>	RS-virus, nukleinihappo, osoitus, kvalitatiivinen RSVNhO, kl 6198 RS-virus, nukleinsyra, påvisning, kvalitativ <i>RS-virus, nucleic acid, determination (qualitative)</i>	Reaaliaikainen, polymeraasiketjureaktio (PCR, kvalitatiivinen) Realtids-polymeraskedjereaktion (PCR, kvalitativ) <i>Real-time polymerase chain reaction (PCR, qualitative)</i>
Solulinja (15 linjaa) Cellinje (15 linjer) <i>Cell line (15 lines)</i>	Soluviijelmä Cellkultur <i>Cell culture</i>	Kasvatus virusviljelyä varten Odling för virus kultivering <i>Cultivation for virus cultivation</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Sytomegalovirus, IgM-vasta-aineet, osoittaminen S -CMVAbM, kl 4169 Cytomegalovirus, IgM-antikroppar, påvisning <i>Cytomegalovirus, IgM antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Enzym-immunometod (ELFA) <i>Enzyme immunoassay (ELFA)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Sytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant), määrittäminen P -CMVNH, kl 4777 Cytomegalovirus, nukleinsyura (kvantitatiiv), bestämning <i>Cytomegalovirus, nucleic acid, (quantitative), determination</i>	Reaaliaikainen, polymeraasiketjureaktio-menetelmä (PCR, kvant) Realtids-polymeraskedje-reaktion (PCR, kvantitatiiv) <i>Real-time polymerase chain reaction (PCR, quantitative)</i>
Seerumi, plasma Serum, plasma <i>Serum, plasma</i>	Tuhkarokkivirus, IgM vasta-aineet, osoittaminen S -MorbAbM, kl 4436 Mässlingvirus, IgM-antikroppar, påvisning <i>Measles IgM antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (EIA) Enzym-immunometod (EIA) <i>Enzyme immunoassay (EIA)</i>
Selkäydinneste, rakkulaerite Likvor, blåsvätska <i>Cerebrospinal fluid, vesicle fluid</i>	Varicella zoster -virus, nukleiinihappo, osoitus, kvalitatiivinen VZVNH0, kl 1781 Vattkoppsvirus, nukleinsyura, påvisning, kvalitativ <i>Varicella zoster -virus, nucleic acid, determination (qualitative)</i>	Reaaliaikainen, polymeraasiketjureaktio (PCR, kvalitatiivinen) Realtids-polymeraskedje-reaktion (PCR, kvalitativ) <i>Real-time polymerase chain reaction (PCR, qualitative)</i>
Seerumi Serum <i>Serum</i>	Vihurirokkivirus, IgM-vasta-aineet, osoittaminen S -RubeAbM, kl 2961 Rubellavirus (Röda hund-virus), IgM-antikroppar, påvisning <i>Rubellavirus, IgM antibodies, detection</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (ELFA) Enzym-immunometod (ELFA) <i>Enzyme immunoassay (ELFA)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Nenänielunäyte (Npa), nenänielutikka (Nps), nenätikka (Ns), bronkoalveolaarilavaationäyte (BAL) Nasofarynxaspirat (Npa) Nasofarynxprov (Nps) Nasal provsticka (Ns) Bronkoalveolärt lavage (BAL) <i>Nasopharyngeal aspirate (Npa), nasopharyngeal swab (Nps), nasal swab (Ns), bronchoalveolar lavage fluid (BAL)</i>	Viruspikaviljely, adenovirus AdenVi Snabbodling av virus, adenovirus <i>Rapid virus cultivation, adenovirus</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (immunoperoksidaasivärjäys IP) Enzym-immunometod (immunoperoxidasfärgning IP) <i>Enzyme immunoassay (immunoperoxidase staining, IP)</i>
Rakkulaneste, sidekalvonäyte Blåsvätska, prov av bindehinnan <i>Vesicle fluid, conjunctival swab</i>	Viruspikaviljely, herpes simplex -virus HSVPVi, kl 4401 Snabbodling av virus, herpes simplex -virus <i>Rapid virus cultivation, herpes simplex -virus</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (immunoperoksidaasivärjäys IP) Enzym-immunometod (immunoperoxidasfärgning IP) <i>Enzyme immunoassay (immunoperoxidase staining, IP)</i>
Kudos, kehon erite, kehon neste Vävnad, kroppssekret, kroppsvätska <i>Tissue, body secretion, body fluid</i>	Virus, viljely VirVi, kl 2975 Virus, odling <i>Virus, cultivation</i>	CPE toteaminen ja sitä seuraava virusspesifinen detektio entsyymi-immuno- menetelmä tai PCR Påvisning av CPE och därefter virusspecifik påvisning enzym- immunometod eller PCR <i>Detection of CPE followed by virusspecified detection by enzyme immunoassay (EIA) or PCR</i>
Virtsa Urin <i>Urine</i>	Virusviljely, sytomegalovirus U -CMVVi, kl 2728 Virusodling, cytomegalovirus <i>Rapid virus cultivation, cytomegalovirus</i>	Entsyymi-immunomenetelmä (immunoperoksidaasivärjäys IP) Enzym-immunometod (immunoperoxidasfärgning IP) <i>Enzyme immunoassay (immunoperoxidase staining, IP)</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Kliininen testaus, Genetiikka, Sytogeneettiset tutkimukset (902) Klinisk testing, Genetic, Cytogenetik undersökningar (902) <i>Clinical testing, Genetics, Sytogenetics tests (902)</i>		
Kiinteä kudος Fast vävnad <i>Solid tissue</i>	Hematologinen tai onkologinen kromosomitutkimus kudoksesta Ts-KromHem, kl 4552 Hematologisk eller onkologisk kromosomundersökning från fast vävnad <i>Hematological or oncological chromosome analysis from solid tissue</i>	Kromosomianalyysi Kromosomanalys <i>Chromosome analysis</i>
Luuydin Benmärg <i>Bone marrow</i>	Hematologinen kromosomitutkimus luuytimestä Bm-Kromos, kl 2152 Hematologisk kromosomundersökning från benmärg <i>Hematological chromosome analysis from bone marrow</i>	Kromosomianalyysi Kromosomanalys <i>Chromosome analysis</i>
Veri Blod <i>Blood</i>	Hematologinen kromosomitutkimus verinäytteestä, B -KromHem, kl 4551 Hematologisk kromosomundersökning på blod <i>Hematological chromosome analysis from blood</i>	G-raita värjäys ja kromosomianalyysi G-bandfärgning och kromosomanalys <i>G-banding and chromosome analysis</i>
Veri Blod <i>Blood</i>	Kromosomitutkimus B -Kromos, kl 2151 Kromosomundersökning <i>Chromosome analysis</i>	Kromosomianalyysi Kromosomanalys <i>Chromosome analysis</i>
Iho Hud <i>Skin</i>	Kromosomitutkimus ihopalasta, Sk-Kromos, kl 2154 Kromosomundersökning på hud <i>Fetal chromosome analysis from skin</i>	Kromosomianalyysi Kromosomanalys <i>Chromosome analysis</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Lapsivesi Fostervatten <i>Amniotic fluid</i>	Kromosomitutkimus lapsiveden soluista Am-Kromos, kl 2150 Kromosomundersökning från fostervattnets celler <i>Chromosome analysis from amniotic fluid</i>	Kromosomianalyysi Kromosomanalys <i>Chromosome analysis</i>
Istukkabiopsia Biopsi av placenta <i>Chorion villus biopsy</i>	Kromosomitutkimus istukkanäytteestä Cv-Kromos, kl 3641 Kromosomundersökning från biopsi av placenta <i>Fetal chromosome analysis from chorion villus biopsy</i>	Kromosomianalyysi Kromosomanalys <i>Chromosome analysis</i>
Istukka Placenta <i>Placenta</i>	Kromosomitutkimus istukkapalanäytteestä, Pl-Kromos, kl 4325 Kromosomundersökning av placenta <i>Fetal chromosome analysis from placental tissue</i>	Kromosomianalyysi Kromosomanalys <i>Chromosome analysis</i>
Kliininen testaus, Genetiikka, Sytogeneettiset tutkimukset (902), Mukautuva pätevyysalue Klinisk testing, Genetik, Cytogenetik undersökningar (902), Flexibelt kompetensområde <i>Clinical testing, Genetics, Sytogenetics tests (902), Flexible scope</i>		
*FLX Veri, lapsivesi, istukkabiopsia, luuydin, muu kiinteä kudos Blod, fostervatten, biopsi av placenta, benmärg, annan fast väv <i>Blood, amniotic fluid, chorion villus biopsy, bone marrow, other solid tissue</i>	*FLX Kromosomien FISH-tutkimus FISH analys av kromosomer <i>Chromosome FISH analysis</i>	Fluoresenssi in-situ hybridisaatio (FISH) Fluoresens in-situ hybridisation (FISH) <i>Fluorescence in-situ hybridization (FISH)</i>
*FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratorion. *FLX: Flexibel del av kompetensområdet. Detaljerad lista över dessa metoder fås från laboratoriet. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory.		

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Kliininen testaus, Genetiikka, Molekyyligeneneettiset tutkimukset (902) Klinisk testing, Genetic, Molekylärgenetik undersökningar (902) <i>Clinical testing, Genetics, Molecular genetics test(902)</i>		
Veri Blod <i>Blood</i>	15q11-q13-alueen kopioluku- ja metylaatiotutkimus B -AS-D, KL 4288 B -PWS-D, KL 4348 Analys av 15q11-q13 kromosomregion inkl. kopienummer och metylation <i>Copy number and methylation analysis of chromosome region 15q11-q13</i>	MLPA-menetelmä MLPA metod <i>MLPA method</i>
Veri Blod <i>Blood</i>	CADASIL-taudin suomalaisten valtamutaatioiden tutkimus B -CADA-D CADASIL sjukdom, de vanligaste mutationer i NOTCH3- genen <i>CADASIL disease, targeted mutation analysis</i>	PCR ja sekvenssianalyysi PCR och analys av sekvenser <i>PCR and analysis of sequences</i>
Veri Blod <i>Blood</i>	CX26-geenin koodaavan alueen sekvensointitutkimus B -CX26-D Sekvensering av CX26-genens kodande område <i>Sequencing of the coding region of CX26 gene</i>	PCR ja sekvenssianalyysi PCR och analys av sekvenser <i>PCR and analysis of sequences</i>
Veri Blod <i>Blood</i>	Notch3-geenin eksonien sekvensointitutkimus B -Notch-D Sekvensering av NOTCH3-genens exoner <i>Sequencing of exons of Notch 3 gene</i>	PCR- ja sekvenssianalyysi PCR och analys av sekvenser <i>PCR and analysis of sequences</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Veri Blod <i>Blood</i>	PMP22-geenin eksonien sekvensointitutkimus B -PMP22-D Sekvensering av PMP22-genens exoner <i>Sequencing of exons of PMP22 gene</i>	PCR- ja sekvenssianalyysi PCR och analys av sekvenser <i>PCR and analysis of sequences</i>
Veri Blod <i>Blood</i>	PMP22-geenialueen kopiolukumääritys B -CMT-D B -HNPP-D Kopienumneranalys av PMP22 genregion <i>Copy number analysis of PMP22 gene region</i>	MLPA-menetelmä MLPA metod <i>MLPA method</i>
Lapsivesi, istukkabiopsia Fostervatten, biopsi av placenta <i>Amniotic fluid, chorion villus biopsy</i>	Trisomia-PCR, Am-TriNHO, KL 6059, Cv-TriNHO, KL 6061 Trisomi-PCR, Molekylär snabb aneuplodi på fostervävnad <i>Molecular rapid aneuploidy from fetal tissue</i>	PCR ja fragmenttianalyysi PCR och fragmentanalys <i>PCR and fragment analysis</i>
Veri Blod <i>Blood</i>	Y-kromosomin mikroleetiitutkimus B -Ykrom-D, KL 1783 Mikrodeletionsanalys av Y-kromosomen <i>Microdeletion analysis of the Y chromosome</i>	Fluoresoiva multiplex-PCR ja fragmenttianalyysi Fluorescent multiplex PCR och fragmentanalys <i>Fluorescent multiplex PCR and fragment analysis</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mitta-alue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
Kliininen testaus, Genetiikka, Molekyylogeneettiset tutkimukset (902), Mukautuva pätevyysalue Klinisk testing, Genetik, <i>Molekylärgenetik undersökningar (902)</i> , Flexibelt kompetensområde <i>Clinical testing, Genetics, Molecular genetics test (902), Flexible scope</i>		
Genominen DNA Genomiskt DNA <i>Genomic DNA</i>	*FLX Nukleotiditoistojakson analyysi fragmenttianalysillä ennalta määritellyillä genomin alueilla Analys av repeterade sekvenser genom fragmentanalys av förutbestämda områden i genomet <i>Nucleotide repeat size analysis by fragment analysis in predefined genomic regions</i>	Fluoresoiva PCR- ja fragmenttianalyysi Fluorescent PCR och fragmentanalys <i>Fluorescent PCR and fragment analysis</i>
Genominen DNA Genomiskt DNA <i>Genomic DNA</i>	*FLX Patogeenisen toistojaksolaajentuman osoitus RP-PCR-menetelmällä ennalta määritellyillä genomin alueilla Analys av patogen expanderings av repeterade sekvenser genom RP-PCR av förutbestämda områden i genomet <i>Pathogenic repeat expansion analysis by RP-PCR in predefined genomic regions</i>	RP-PCR ja kapillaarielektroforeesi RP-PCR och kapillärelektrofores <i>RP-PCR and capillary electrophoresis</i>
Genominen DNA Genomiskt DNA <i>Genomic DNA</i>	*FLX Sekvenssimuutosten analyysi ennalta määritellyillä genomin alueilla Analys av genvarianter i förutbestämda områden i genomet <i>Sequence variant analysis in predefined genomic regions</i>	PCR ja Sanger-sekvensointi PCR och Sanger-sekvensering <i>PCR and Sanger sequencing</i>

PÄTEVYYSALUE KOMPETENSOMRÅDE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Testat material / produkt <i>Material / product tested</i>	Testityyppi, mittausalue Testningstyp, mätområde <i>Type of test, measured range</i>	Testausmenetelmä Testningsmetod <i>Test method</i>
<p>*FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta.</p> <p>*FLX: Flexibel del av kompetensområdet. Detaljerad lista över dessa metoder fås från laboratoriet.</p> <p>*FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory.</p>		